

ERG 911 L ERG 911 LS

Eine neue Generation medizinischer Sicherheits-Liege-/ Halbliege-Ergometer



SCHILLER
The Art of Diagnostics

ERG 911 L EASY / SMART

Medizinisches Liegeergometer in einzigartiger innovativer Technologie

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Sicherheits-Liege-/Halbliegeergometer ERG 911 L wurden für die Anwendung im kardiologischen Bereich entwickelt.

Besondere Sicherheitsaspekte, z.B. bei Probanden mit Verdacht auf Störungen der Herz-Kreislauffunktionen, bei Belastungen nach Herzinfarkt, nach Bypass-Operationen, oder bei speziellen Anwendungen der Belastungsergometrie, wie z.B. Herzkatheteruntersuchungen, verlangen den Einsatz eines

Liege-/ Halbliege-Sicherheitsergometers. Auch für die Untersuchung von älteren und behinderten Menschen empfiehlt sich die Verwendung eines Liege-/Halbliege-Sicherheitsergometers. Der Leistungsgrad ist dank der optimalen Platzierung des Probanden auf der Liegefläche identisch zur Fahrradergometrie.

- ❖ 5 einstellbare Ergometrieprogramme oder
- ❖ Remotefähiger Betrieb PC-Programm oder
- ❖ EKG-Spirometrieinheit mittels RS232
- ❖ hohe Belastungsgenauigkeit
- ❖ nahezu geräuschloser Lauf (auch bei hoher Drehzahl)
- ❖ wartungsfrei

- ❖ Niveausteller für sicheren Stand

- ❖ präzise Blutdruck Messeinheit

- ❖ drehbarer Messkopf

- ❖ entspricht der europäischen Norm DIN EN 13405 bzw. EDIN VDE 0750-238
- ❖ einfache Bedienung

- ❖ Sitzauflage und Kopfstütze motorisch verstellbar

- ❖ stufenlos motorisch schwenkbar (0° – 45°)
- ❖ stabile Stahlrohrkonstruktion für Patientengewicht bis 160kg
- ❖ elegantes und leicht zu reinigendes Gehäuse
- ❖ Stabiler Haltegriff und große Trittplatte mit niedrigem Einstieg für bequemen Aufstieg aller Patienten



ERG 911 LS EASY / SMART

Spezialergometer für Echokardiographie unter Belastungsbedingungen

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Entwicklung des ERG 911 LS basiert auf der Technik der Sicherheits-Liege-/ Halbliegeergometer ERG 911 L.

Durch eine zusätzliche Schwenkachse der Liege, kann der Patient während der Belastung in eine Links-Seitenlage bis maximal 45 Grad abgedreht werden. Diese Stellung ist besonders günstig für eine hohe Qualität der Ultraschall Bilder während der Stress-Echo Untersuchung. Eine stabile Achselstütze sorgt für eine bequeme und sichere

Lage des Patienten, während sich die Liege in Linksseitenlage befindet.

Natürlich kann das Ergometer ausser für diese Spezialanwendung weiterhin wie ein normales Sicherheits- Liege-/ Halbliegeergometer verwendet werden. Besondere Sicherheitsaspekte, z.B. bei Patienten mit Verdacht auf Störungen der Herz-Kreislauffunktionen, bei Belastungen nach Herzinfarkt

oder Bypass-Operationen, oder bei speziellen Anwendungen der Belastungsergometrie, wie z.B. Herzkatherunter Untersuchungen, verlangen den Einsatz dieses Ergometers. Auch für die Untersuchung von älteren und behinderten Menschen empfiehlt sich die Verwendung der Stress-Echo-Liegen ERG 911 LS.

❖ für Herzschalluntersuchungen



❖ Öffnung in der schwenkbaren Liegefläche in Herzhöhe für bequeme Ultraschalluntersuchung

- ❖ Liege stufenlos motorisch nach links schwenkbar (0° - 45°)
- ❖ stabile Haltegriffe und Polsterstützen zur sicheren Lagerung des Patienten in der Seitenlage
- ❖ stabile Stahlrohrkonstruktion für Patientengewicht bis 160kg



Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
 Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99
 Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment Co., Ltd.
 100015 Beijing, China
 Phone +86 010 52007020
 Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
 Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical S.A.S.
 F-67162 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
 Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
 Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
 Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
 H-1141 Budapest
 Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
 Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
 Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
 Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 125040 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
 Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
 Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
 Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
 Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8953 Dietikon
 Phone +41 44 744 30 00
 Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
 Okmeydanı-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
 Bellshill, ML4 3PR
 Phone +44 1698 744 505
 Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

