

SCOUTTUBE

DER NEUE STANDARD IN DER SPIROMETRIE

- ✧ Stets präzise
- ✧ Kein Widerstand
- ✧ Keine Kalibrierung notwendig
- ✧ Keine zusätzlichen Filter nötig
- ✧ Keine Reinigung notwendig
- ✧ Keine Wartung erforderlich
- ✧ Keine Fehler bei der Kalibrierung möglich
- ✧ Leckfreier Abschluss
- ✧ Für jedes Alter und jedes Fitnessniveau geeignet
- ✧ Passt für alle Patienten, unabhängig von der Patienten-anatomie



POSITIONIERUNG DER ZÄHNE

- ✧ Sicherer Halt des ScoutTube

LECKFREIER ABSCHLUSS

- ✧ Vermeidung von Luftlecks

MUNDSTÜCK

- ✧ Ovale Form für leckfreies Abschießen und optimale Positionierung der Zähne
- ✧ Konische Form, die für alle Patienten passt

FILTER-MEMBRANE

- ✧ Integrierte Bakterienfilter-Membrane
- ✧ Vermeidet Kreuzkontaminationen





Vorteile des ScoutTube

WIRTSCHAFTLICH

- ❖ Keine Betriebskosten
- ❖ Kein Kosten für Kalibriergeräte
- ❖ Keine Kosten oder Ausfallzeit aufgrund von Wartung
- ❖ Keine Kosten für Filter
- ❖ ScoutTube ist das einzige benötigte Zubehör

EINFACH UND SICHER

- ❖ ScoutTube einsetzen und schon sind Sie bereit für die Messung

WARTUNGSFREI

- ❖ Keine Wartung erforderlich für ScoutTube oder SpiroScout
- ❖ Keine Kalibrierung oder Überprüfung nötig

HYGIENISCH

- ❖ Eines der sichersten respiratorischen Fluss-Messsysteme

UMWELTVERTRÄGLICH

- ❖ Leichtes PE, umweltverträglich, Einweg-Verwendung und biologisch abbaubar

ScoutTube ist mit den folgenden Geräten einsetzbar:

- ❖ SpiroScout
- ❖ SpiroScout SP



2017/06, DE

Article no.: 2.500742



SCHILLER
The Art of Diagnostics